

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Стойки передвижные для медицинского оборудования



Медицинские стойки «ФОТЕК»

Стойки, представленные в данном каталоге, предназначены для размещения на них медицинского оборудования, как в условиях операционной, так и при амбулаторном применении в:

- гинекологии;
- урологии;
- гастроэнтерологии;
- оториноларингологии;
- травматологии и ортопедии;
- торакальной, общей и пластической хирургии.



Под каждым вариантом исполнения стоек можно найти примеры комплектаций с дополнительными установленными принадлежностями, рекомендуемые для удобства работы медицинского персонала.



При создании стоек учитывались мнения практикующих врачей, чтобы обеспечить эргономичный дизайн стоек «ФОТЕК».

Все стойки поставляются в собранном виде

Стойки с одной колонной

ширина полки 400 мм



Стойки с двумя колоннами

ширина полки 400 мм



Стойки с двумя колоннами

ширина полки 630 мм



Примеры размещения аппаратов на стойках «ФОТЕК»

Возможно любое размещение отечественных и импортных аппаратов и инструментов на стойках «ФОТЕК»



Термины



Базовый модуль

Является основой стойки и определяет ее исполнение



Одноколонная стойка

Стойка передвижная с принадлежностями с одной колонной



Двухколонная стойка

Стойка передвижная с принадлежностями с двумя колоннами

Примеры использования принадлежностей

Все принадлежности снабжены собственным крепежом для фиксации на базовом модуле.

Крепеж, необходимый для установки каждой принадлежности, входит в комплект поставки.



Держатель электрохирургических ручек



Держатель шланга



Держатель ультразвукового узла



Держатель банки



Держатель кабелей

Только для двухколонной стойки



Дополнительная полка

Стойки «ФОТЕК» – удобство в деталях



Варианты исполнения стоек с одной колонной

Стойка передвижная СП1-01-«ФОТЕК»

ЕН450

Стойка состоит из базового модуля и принадлежностей.
Базовый модуль определяет исполнение стойки.

В состав входит:			
Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН411	Модуль базовый СП1-01 «ФОТЕК»		1 шт.
ЕН433	Корзина		1 шт.



Комплектации

Примеры размещения на стойке ЕН450
электрохирургических аппаратов «ФОТЕК»:

 аппараты не входят
в комплект

КОМПЛЕКТАЦИЯ
(для применения
в условиях
операционной)
В состав комплекта
входит стойка ЕН450



КОМПЛЕКТАЦИЯ
(для **амбулаторного**
применения)
В состав комплекта
входит стойка ЕН450
с принадлежностями



ЕН430
Держатель
устройств



Держатели периферийных устройств

Арт.	Применение	Кол-во
ЕН430	Для электрохирургии	1 комплект


Варианты исполнения стоек с одной колонной

Стойка передвижная СП1-02-«ФОТЕК»

ЕН451

Стойка состоит из базового модуля и принадлежностей.
Базовый модуль определяет исполнение стойки.

В состав входит:			
Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН412	Модуль базовый СП1-02 «ФОТЕК»		1 шт.
ЕН433	Корзина		1 шт.
ЕН421	Полка (400 x 400)	Для стойки с одной колонной	1 шт.



Комплектации

Примеры размещения на стойке ЕН451 электрохирургического аппарата «ФОТЕК», лазера и аспиратора дыма АСД-«ФОТЕК» для амбулаторного применения.



аппараты не входят в комплект

Держатели периферийных устройств		
Артикул	Применение	Кол-во
ЕН430	Для электрохирургии	1 комплект
ЕН432	Для аспирационного шланга	1 шт.

Варианты исполнения с двумя колоннами

Стойка передвижная СП2-01-«ФОТЕК»

ЕН452

Стойка состоит из базового модуля и принадлежностей.
Базовый модуль определяет исполнение стойки.

В состав входит:			
Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН413	Модуль базовый СП2-01 «ФОТЕК»		1 шт.
ЕН422	Полка (400 x 400)	Для стойки с двумя колоннами	1 шт.



Комплектации

Примеры размещения на стойке ЕН452
электрохирургических аппаратов «ФОТЕК»
и аспиратора дыма АСД-«ФОТЕК»

! аппараты не входят
в комплект

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В состав комплекта
входит стойка ЕН452

5



КОМПЛЕКТАЦИЯ

В состав комплекта
входит стойка ЕН452
с принадлежностями

6



ЕН430
Держатель
устройств

ЕН445
Держатель
кабелей



Держатели периферийных устройств

Арт.	Применение	Кол-во
ЕН430	Для электрохирургии	1 комплект
ЕН432	Для аспирационного шланга	1 шт.
ЕН445	Для кабелей	2 шт.


Варианты исполнения с двумя колоннами

Стойка передвижная СП2-02-«ФОТЕК»

ЕН453

Стойка состоит из базового модуля и принадлежностей.
Базовый модуль определяет исполнение стойки.

В состав входит:			
Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН415	Модуль базовый СП2-02 «ФОТЕК»		1 шт.
ЕН423	Полка (630 x 480)	Для стойки с двумя колоннами	1 шт.



Комплектации

Пример размещения на стойке ЕН453
крупногабаритных аппаратов

КОМПЛЕКТАЦИЯ


В состав комплекта
входит стойка ЕН453



Пример размещения на стойке ЕН453 электрохирургического
аппарата «ФОТЕК» и аспиратора дыма АСД-«ФОТЕК»
для **амбулаторного** применения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В состав комплекта
входит стойка ЕН453
с принадлежностями



ЕН430
Держатель
устройств

ЕН445
Держатель
кабелей

Держатели периферийных устройств

Арт.	Применение	Кол-во
ЕН430	Для электрохирургии	1 комплект
ЕН432	Для аспирационного шланга	1 шт.
ЕН445	Для кабелей	2 шт.

Варианты исполнения стоек с двумя колоннами

Стойка передвижная СП2-03-«ФОТЕК»

ЕН454

Стойка состоит из базового модуля и принадлежностей.
Базовый модуль определяет исполнение стойки.

В состав входит:

Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН416	Модуль базовый СП2-03 «ФОТЕК»		1 шт.
ЕН428	Держатель розеток (для полок 400 x 400)	Для сетевого соединителя на 6 розеток	1 шт.
ЕН422	Полка (400 x 400)	Для стойки с двумя колоннами	2 шт.
ЕН442	Кабель-канал		2 шт.



Комплектации

Примеры размещения на стойке ЕН454 электрохирургического аппарата «ФОТЕК», лазера и аспиратора дыма АСД-«ФОТЕК» для амбулаторного применения.

 аппараты не входят в комплект

КОМПЛЕКТАЦИЯ

9

В состав комплекта входит стойка ЕН454 с принадлежностями



ЕН432
Держатель
аспирационного
шланга



КОМПЛЕКТАЦИЯ

10

В состав комплекта входит стойка ЕН454 с принадлежностями



ЕН430
Держатель
устройств



ЕН445
Держатель
кабелей



Держатели периферийных устройств

Арт.	Применение	Кол-во
ЕН430	Для электрохирургии	2 комплекта
ЕН432	Для аспирационного шланга	1 шт.
ЕН445	Для кабелей	2 шт.

Держатели периферийных устройств

Арт.	Применение	Кол-во
ЕН430	Для электрохирургии	1 комплект
ЕН432	Для аспирационного шланга	1 шт.
ЕН445	Для кабелей	2 шт.

Варианты исполнения с двумя колоннами

Стойка передвижная СП2-04-«ФОТЕК»

ЕН455

Стойка состоит из базового модуля и принадлежностей.
Базовый модуль определяет исполнение стойки.

В состав входит:			
Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН417	Модуль базовый СП2-04 «ФОТЕК»		1 шт.
ЕН443	Держатель розеток (для полок 630 x 480)	Для сетевого соединителя на 6 розеток	1 шт.
ЕН423	Полка (630 x 480)	Для стойки с двумя колоннами	2 шт.
ЕН442	Кабель-канал		2 шт.

Комплектация


Пример размещения на стойке ЕН455 оборудования в кабинете
амбулаторного гинеколога:

- Электрохирургического аппарата «ФОТЕК»;
- Кавитационного ультразвукового аппарата АК101 «ФОТЕК»;
- Лазера;
- Аспиратора дыма АСД-«ФОТЕК».


КОМПЛЕКТАЦИЯ 11

В состав комплекта входит стойка ЕН455
с принадлежностями

Держатели периферийных устройств, стойка инфузионная		
Арт.	Применение	Кол-во
ЕН430	Для электрохирургии	1 комплект
ЕН432	Для аспирационного шланга	2 шт.
ЕН429	Для банки	1 шт.
ЕН431	Для ультразвукового узла	1 шт.
ЕН445	Для кабелей	3 шт.
ЕН434	Стойка инфузионная	1 шт.



! аппараты не входят
в комплект



Варианты исполнения стоек с двумя колоннами

Стойка передвижная СП2-05-«ФОТЕК»

ЕН456

Стойка состоит из базового модуля и принадлежностей.
Базовый модуль определяет исполнение стойки.

В состав входит:			
Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН418	Модуль базовый СП2-05 «ФОТЕК»		1 шт.
ЕН428	Держатель розеток (для полок 400 x 400)	Для сетевого соединителя на 6 розеток	1 шт.
ЕН422	Полка (400 x 400)	Для стойки с двумя колоннами	2 шт.
ЕН442	Кабель-канал		2 шт.
ЕН439	Держатель монитора		1 шт.

Комплектация

Пример размещения на стойке ЕН456 оборудования
для проведения **гистерорезектоскопии**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

12

В состав комплекта входит стойка ЕН456
с принадлежностями

Принадлежности		
Арт.	Наименование	Кол-во
ЕН434	Стойка инфузионная	1 шт.



 аппараты не входят
в комплект



Фрагмент
задней стороны
стойки




Варианты исполнения с двумя колоннами

Стойка передвижная СП2-06-«ФОТЕК»

ЕН457

Стойка состоит из базового модуля и принадлежностей.
Базовый модуль определяет исполнение стойки.

В состав входит:			
Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН419	Модуль базовый СП2-06 «ФОТЕК»		1 шт.
ЕН443	Держатель розеток (для полок 630 x 480)	Для сетевого соединителя на 6 розеток	1 шт.
ЕН423	Полка (630 x 480)	Для стойки с двумя колоннами	2 шт.
ЕН442	Кабель-канал		2 шт.
ЕН440	Держатель монитора		1 шт.



Комплектация

Пример размещения оборудования на стойке
в кабинете **амбулаторного гинеколога:**


- Электрохирургического аргонусиленного аппарата серии EA140M «ФОТЕК»;
- Лазера;
- Аспиратора дыма АСД-«ФОТЕК»;
- Кавитационного ультразвукового аппарата АК101 «ФОТЕК»;
- Видеомонитора.

! аппараты не входят в комплект

КОМПЛЕКТАЦИЯ

13

В состав комплекта входит модуль базовый ЕН419 с принадлежностями



Принадлежности			
Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН423	Полка (630 x 480)	Для стойки с двумя колоннами	1 шт.
ЕН443	Держатель розеток (для полок 630 x 480)	Для сетевого соединителя на 6 розеток	1 шт.
ЕН442	Кабель-канал		2 шт.
ЕН440	Держатель	Для монитора	1 шт.
ЕН430	Держатель периферийных устройств	Для электрохирургии	1 ком- плект
ЕН432	Держатель периферийных устройств	Для аспирационного шланга	2 шт.
ЕН431	Держатель периферийных устройств	Для ультразвукового узла	1 шт.
ЕН445	Держатель периферийных устройств	Для кабелей	1 шт.
ЕН429	Держатель	Для банки	1 шт.
ЕН438	Держатель	Для баллонов	1 шт.
ЕН434	Стойка инфузионная		1 шт.

Варианты исполнения с двумя колоннами


Стойка передвижная СП2-07-«ФОТЕК»

ЕН458

Стойка состоит из базового модуля и принадлежностей.
Базовый модуль определяет исполнение стойки.

В состав входит:

Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН420	Модуль базовый СП2-07 «ФОТЕК»		1 шт.
ЕН443	Держатель розеток (для полок 630 x 480)	Для сетевого соединителя на 6 розеток	1 шт.
ЕН423	Полка (630 x 480)	Для стойки с двумя колоннами	3 шт.
ЕН442	Кабель-канал		4 шт.
ЕН440	Держатель монитора		1 шт.



Комплектация

Пример размещения оборудования на стойке оборудования
для проведения **лапароскопических** операций.

! аппараты не входят
в комплект

КОМПЛЕКТАЦИЯ

14

В состав комплекта входит модуль базовый ЕН420
с принадлежностями

Принадлежности

Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН423	Полка (630 x 480)	Для стойки с двумя колоннами	2 шт.
ЕН443	Держатель розеток (для полок 630 x 480)	Для сетевого соединителя на 6 розеток	1 шт.
ЕН442	Кабель-канал		4 шт.
ЕН440	Держатель	Для монитора	1 шт.
ЕН429	Держатель	Для банки	1 шт.
ЕН438	Держатель	Для баллонов	1 шт.
ЕН434	Стойка инфузионная		1 шт.



Фрагмент
задней стороны
стойки



Конкретные примеры исполнения стоек для аппаратов «ФОТЕК»



Примеры исполнения стоек

Стойка передвижная СП2-03-«ФОТЕК» с двумя колоннами, с принадлежностями для размещения **электрохирургического аргонусиленного аппарата серии EA140M «ФОТЕК» в условиях операционной**

ЕН383-7

В состав входит:

Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН416	Модуль базовый СП2-03 «ФОТЕК»		1 шт.
ЕН422	Полка (400 x 400)	Для стойки с двумя колоннами	1 шт.
ЕН437	Держатель баллонов		1 шт.
ЕН433	Корзина		1 шт.



Пример
размещения
аппарата
на стойке
ЕН383-7

ЕН422

Полка для
стойки с двумя
колоннами

ЕН416

Модуль базовый
СП2-03-«ФОТЕК»

ЕН437

Держатель
баллонов

ЕН433

Корзина



Стойка передвижная СП2-03-«ФОТЕК» с двумя колоннами, с принадлежностями для размещения аппаратов:

- **электрохирургического аргонусиленного аппарата серии EA140M «ФОТЕК»;**
- **аппарата для аспирации дыма АСД-«ФОТЕК» при амбулаторном применении.**

ЕН383-9

В состав входит:

Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН416	Модуль базовый СП2-03 «ФОТЕК»		1 шт.
ЕН422	Полка (400 x 400)	Для стойки с двумя колоннами	1 шт.
ЕН437	Держатель баллонов		1 шт.
ЕН430	Держатель периферийных устройств	Для электрохирургии	1 комплект
ЕН433	Корзина		1 шт.



Пример
размещения
аппарата
на стойке
ЕН383-9

ЕН422

Полка для
стойки с двумя
колоннами

ЕН416

Модуль базовый
СП2-03-«ФОТЕК»

ЕН430

Комплект держателей
электрохирургических
принадлежностей

ЕН437

Держатель
баллонов

ЕН433

Корзина



Примеры исполнения стоек

Стойка передвижная СП1-02-«ФОТЕК» с одной колонной, с принадлежностями для ультразвукового кавитационного аппарата АСТИТОН без функции аспирации.

ЕН395-6

В состав входит:



Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН412	Модуль базовый СП1-02-«ФОТЕК»		1 шт.
ЕН421	Полка (400 x 400)	Для стойки с одной колонной	1 шт.
ЕН431	Держатель периферийных устройств	Для ультразвукового узла	1 шт.
ЕН433	Корзина		1 шт.
ЕН434	Стойка инфузионная		1 шт.

Стойка передвижная СП1-02-«ФОТЕК» с одной колонной, с принадлежностями для ультразвукового кавитационного аппарата АСТИТОН-А с функцией аспирации.

ЕН395-7

В состав входит:

Арт.	Наименование	Применение	Кол-во
ЕН412	Модуль базовый СП1-02 «ФОТЕК»		1 шт.
ЕН421	Полка (400 x 400)	Для стойки с одной колонной	1 шт.
ЕН429	Держатель	Для банки	1 шт.
ЕН431	Держатель периферийных устройств	Для ультразвукового узла	1 шт.
ЕН432	Держатель периферийных устройств	Для аспирационного шланга	1 шт.
ЕН433	Корзина		1 шт.
ЕН434	Стойка инфузионная		1 шт.
ЕН370	Банка	Для аспиратора	1 шт.



Упаковка стоек «ФОТЕК»

Поставка в собранном виде

Стойки поставляются в собранном виде, что позволяет избежать возможных ошибок при их сборке в условиях вне предприятия, а также снизить время на их ввод в эксплуатацию.

СП2-01
СП2-03



СП1-01
СП1-02



СП2-02
СП2-04



СП2-05
СП2-06
СП2-07



Масса

не более 45 кг *



Масса

не более 50 кг *



Масса

не более 100 кг *

* значения указаны ориентировочные,
так как зависят от конкретной
комплектации стойки